

# 6-TOIMINEN ALUSTA

## Liikkeen vapautta



6-toiminen alusta helpottaa merkittävästi siirtymistä pyörätuolin ja auton istuimen välillä auton sisällä. Alusta mahdollistaa istuimen liikkeitä etu-/taka- ja ylä-/alasuunnassa sekä kääntämisen molempiin suuntiin. Sen avulla voit asettua itsellesi sopivimpaan asentoon pyörätuolin viereen.



6-toiminen alusta on erittäin helpokäyttöinen. Istuimen liikkeitä säädellään kolmella käyttökytkimellä.

Alustan yhteydessä voidaan välillä hyödyntää auton alkuperäistä istuinta. Saatavilla on myös muita istuinmalleja.

Alusta asennetaan auton alkuperäisen istuinmekanismin tilalle eikä autoon siten tarvitse tehdä suuria pysyviä muutoksia. Esim. myyntitilanteessa auto voidaan tarvittaessa palauttaa takaisin alkuperäiseen asuunsa.

Varmista alustan soveltuvuus omaan autoosi Carehan asiantuntijoilta.

## Kysy lisää!

Timo Vihma  
timo.vihma@carehafinland.fi  
p. 0400 601 865

Jari Korhonen  
jari.korhonen@carehafinland.fi  
p. 040 5504 655



Careha Finland Oy • PL 41 33901 Tampere  
Puh. 0400 614 993 • careha@carehafinland.fi