

# CARONY - SIIRTOTUOLI

## Autoon ja pois. Turvallisesti.

Siirtyminen pyörätuolin ja auton välillä on usein riskialttein vaihe liikkeellelähtöä.

Carony mahdollistaa siirtymisen auton ja pyörätuolin välillä ilman nostamista. Siirtyminen on helpompaa ja turvallisempaa käyttäjille.



Carony-järjestelmä sisältää kolme osaa; istuin, siirtoalusta ja kääntöalusta. Siirtyminen auton ja siirtoalustan välillä käy yksinkertaisesti lukitsemalla siirtotuoli kääntöalustaan ja liu'uttamalla istuin autoon.



Siirtoalusta painaa ainoastaan 15 kg ja on siten helppo ottaa kyytiin. Istuimesta löytyy monipuoliset säädöt istuimukavuuden takaamiseksi. Istuin täyttää samat turvallisuusvaatimukset kuin auton alkuperäinenkin istuin ja auton turvavyö on normaalisti käytettävissä.

Carony-järjestelmä mukautuu aina käyttäjäkohtaisten tarpeiden mukaan lukuisten lisävarustevaihtoehtojen ansiosta.

Kääntöalusta asennetaan auton alkuperäisen istuimekanismin tilalle eikä autoon siten tarvitse tehdä pysyviä muutoksia. Esim. myyntitilanteessa auto voidaan palauttaa vaivattomasti takaisin alkuperäiseen asuunsa.

Varmista Caronyn soveltuvuus omaan autoosi Carehan asiantuntijoilta.

## Kysy lisää!

Timo Vihma  
timo.vihma@carehafinland.fi  
p. 0400 601 865

Jari Korhonen  
jari.korhonen@carehafinland.fi  
p. 040 5504 655



Careha Finland Oy • PL 41 33901 Tampere  
Puh. 0400 614 993 • careha@carehafinland.fi